

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Ifn-Gamma Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P01579

Número de artículo: CM0010653



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el interferón gamma humano (IFNG). Validado para citometría de flujo intracelular (FC intra). Adecuado para el monitoreo de la respuesta inmune, estudios de inmunidad antitumoral y desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Conejo anti-Humano IFN-gamma mAb                                                                                                        |
| Observaciones/Alias | IFG; IFI; IMD69                                                                                                                         |
| Especie             | Humano                                                                                                                                  |
| ID de Gen (Humano)  | 3458                                                                                                                                    |
| ID de Gen           | 3458                                                                                                                                    |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-166 del IFN-gamma humano (NP_000610.2). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                  |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                |
| Aplicación          | FC (intra)                                                                                                                              |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                                  |
| SWISS               | P01579                                                                                                                                  |
| Peso Proteico       | 19kDa                                                                                                                                   |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                          |