

Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Ifn-Gamma Para Citometría De Flujo Intracelular - P01579

Número de artículo: CM0012118



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra IFN-gamma humano, validado para citometría de flujo intracelular (FC). Ideal para estudiar el interferón de tipo II en respuestas inmunitarias innatas y adaptativas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano IFN-gamma mAb
Observaciones/Alias	IFG; IFI; IMD69
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3458
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-166 del IFN-gamma humano (NP_000610.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P01579
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo