


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IgA Humana Para Wb Y Elisa - P01876 / P01877

Número de artículo: CM0003240



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la región constante de IgA humana (P01876) validado para Western blot y ELISA. Específico para IgA1 humana, sin reactividad cruzada con otras clases de inmunoglobulinas. Ideal para investigación de inmunidad humoral y desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra IgA humana
Notas/Alias	IgA1; IgA humana
Especie	Humana
GeneID	3493/3494
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-353 de la IgA humana (P01876).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P01876/P01877
Peso de la proteína	60kDa
Envío	Bolsa de hielo