


Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano IgA1 () Para Citometría De Flujo - P01876

Número de artículo: CM0011010



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con se dirige a la región constante de la IgA1 humana, validado para citometría de flujo. Ideal para detectar células B que expresan IgA1 y anticuerpos secretados en la investigación de inmunidad de mucosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Humano IgA1
Observaciones/Alias	IgA1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3493
ID del Gen	3493
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 99-353 de la IgA1 humana
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P01876
Peso de la Proteína	38kDa/42KDa
Envío	Bolsa de hielo