

Anticuerpo Monoclonal Anti-Igd Humano Para Wb, Fc, Elisa - P01880

Número de artículo: CM0007324



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la inmunoglobulina pesada constante delta humana (IgD). Validado para Western blot, citometría de flujo y ELISA. Adecuado para investigación en biología de células B, inmunidad adaptativa e inducción de citoquinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo IgD Humano
Observaciones/Alias	IgD; IgD Humano
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3495
GeneID	3495
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 99-384 de la IgD humana
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P01880
Peso de la Proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo