


Anticuerpo Monoclonal Anti-Igg Humana (Fc) Para Ihc-P, Elisa - P01857 / P01859 / P01860 / P01861

Número de artículo: CM0002342



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón dirigido a la región Fc de IgG humana, validado para IHC-P y ELISA. Detecta la región constante de la cadena pesada de IgG humana (UniProt P01857, P01859, P01860, P01861); peso molecular de 52 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IgG humana (Fc) mAb de ratón
Notas/Alias	COB1; YAP; YAP2; YAP65; YKI; YAP1; IgG humana (Fc)
Especie	Humana
ID del gen	3500
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintetizado derivado de IgG humana (Fc) humana.
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P01857,P01859,P01860,P01861
Peso molecular de la proteína	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo