


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Igg Humana Para Wb, Elisa - P01857 / P01859 / P01860 / P01861

Número de artículo: CM0003238



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la cadena pesada constante gamma de inmunoglobulina humana (todas las subclases). Validado para WB y ELISA, ideal para estudios de inmunidad humoral y cuantificación diagnóstica de IgG.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IgG Humana mAb de Conejo
Especie	Humano
GeneID	3500
Inmunógeno	Péptido Sintético IgG Humana
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P01857,P01859,P01860,P01861
Peso Proteico	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo