


Anticuerpo Monoclonal Anti-Igg1 Humana (Fc) Para Wb, If-P, Elisa - P01857 / P01859 / P01860 / P01861

Número de artículo: CM0003723



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la región Fc de IgG1 humana. Inmunógeno recombinante, recomendado para WB, IF-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humanos. Facilita el estudio de las funciones de la región constante de inmunoglobulinas en la inmunidad adaptativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra IgG1 humana (Fc)
Especie	Humana
GeneID (Humana)	3500
GeneID	3500
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-330 de IgG1 humana (Fc) (P01857)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P01857, P01859, P01860, P01861
Peso de la proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo