


Anticuerpo Policlonal Anti-IgG3 Humano Para Wb Y Elisa - P01860

Número de artículo: CM0020371



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la región constante de la cadena pesada de IgG3 humana (aa 80-180), validado para Western blot y ELISA. Ideal para la investigación de inmunidad humoral, mecanismos efectores de anticuerpos y biología de linfocitos B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IgG3 humana pAb de conejo
Notas/Alias	IgG3; IgG3 humano
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3502
ID del Gen	3502
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-180 de la IgG3 humana. (P01860)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P01860
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo