


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Igg3 Humana Para Wb, Elisa - P01860

Número de artículo: CM0007519



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra IgG3 humana, adecuado para WB y ELISA. Se dirige a la región constante (aa 99-167) de la IgG3 humana (UniProt P01860) para investigación de inmunidad humoral y detección de anticuerpos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra IgG3 humana
Observaciones/Alias	IgG3; IgG3 humana
Especie	Humana
ID de gen (humano)	3502
ID de gen	3502
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P01860
Peso proteico	41KDa/49KDa
Envío	Bolsa de hielo