


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Igg4 Humana/Constante Gamma 4 De La Cadena Pesada De Inmunoglobulina Para Wb Y Elisa - P01861

Número de artículo: CM0018876



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la región constante de la IgG4 humana (IGHG4). Validado para Western blot y ELISA. Reconoce la región C de la cadena gamma-4 de la Ig para estudios de inmunidad humoral y tolerancia inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo contra la IgG4 humana/constante gamma 4 de la cadena pesada de inmunoglobulina
Observaciones/Alias	IGHG4; región C de la cadena gamma-4 de la Ig; IgG4 humana/constante gamma 4 de la cadena pesada de inmunoglobulina
Especie	Humana
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de la IgG4 humana/constante gamma 4 de la cadena pesada de inmunoglobulina (P01861)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P01861
Peso proteico	44 kDa
Envío	Bolsa de hielo