


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IgM Humana Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01871

Número de artículo: CM0004250



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para IgM humana, apto para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconoce la región constante de la cadena pesada de IgM humana (~49 kDa). Ideal para investigación de linfocitos B e inmunidad humoral.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                         |
|---------------------|-------------------------------|
| Nombre del producto | mAb anti-IgM humana de conejo |
| Observaciones/Alias | MU; VH; AGM1; IgM humana      |
| Especie             | Humana                        |
| GeneID (humano)     | 3507                          |
| GeneID              | 3507                          |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante         |
| Origen              | Conejo                        |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales      |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA      |
| Reactividad cruzada | Humana                        |
| SWISS               | P01871                        |
| Peso de la proteína | 49 kDa                        |
| Envío               | Bolsa de hielo                |