


Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano IL-17Rb () Para Citometría De Flujo - Q9Nrm6

Número de artículo: CM0012655



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra IL-17RB humano (Q9NRM6) para citometría de flujo. Ideal para perfilar la expresión del receptor IL-17B/E en tejidos endocrinos e investigación hematopoyética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano IL-17RB mAb
Observaciones/Alias	IL17RB; CRL4; EVI27; IL17BR; IL17RH1; receptor B de interleucina-17
Especie	Humano
ID de Gen	55540
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 18-289 del IL-17RB humano (NP_061195.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NRM6
Peso Proteico	31kDa/55kDa
Envío	Bolsa de hielo