

Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano IL-1B () Para Citometría De Flujo Intracelular - P01584

Número de artículo: CM0011201



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano IL-1 β conjugado con para citometría de flujo intracelular. Detecta IL-1 β humana, una citocina proinflamatoria clave. Ideal para investigaciones sobre inflamación y respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano IL-1 β mAb
Observaciones/Alias	IL1B; IL-1; IL1-BETA; IL1F2; interleucina-1 beta
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3553
GeneID	3553
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 117-269 de la IL1 β humana (NP_000567.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P01584
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo