


Anticuerpo Monoclonal Anti-IL-4 Humana Conjugado Con Para Citometría De Flujo Intracelular - P05112

Número de artículo: CM0009701



Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-IL-4 humana de conejo conjugado con de alta especificidad, validado para citometría de flujo intracelular. Ideal para perfilado inmune de Th2 y detección de citocinas en investigación de alergias, asma e inmunooncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-IL-4 humana de conejo
Abreviaturas/Alias	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1
Especie	Humana
GeneID (Humano)	3565
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-153 de la IL-4 humana (NP_000580.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P05112
Peso molecular de la proteína	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo