


Anticuerpo Monoclonal Anti-IL-5 Humano Para Citometría De Flujo - P05113

Número de artículo: CM0009189



Introducción

Anticuerpo monoclonal conjugado con dirigido contra IL-5 humano (Interleucina-5). Adecuado para citometría de flujo intracelular (FC). Uso en investigación para la diferenciación de eosinófilos, activación de células B y enfermedades inflamatorias. SWISS: P05113.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Conejo anti-IL-5 Humano mAb
Observaciones/Alias	EDF; IL-5; TRF; interleucina-5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3567
GeneID	3567
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-134 de la IL-5 humana (NP_000870.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P05113
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo