


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL-5 Humano Para Wb, If/Icc, Elisa - P05113

Número de artículo: CM0019541



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IL-5 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón, rata y se predice un amplio rango. Adecuado para investigación de citoquinas, estudios de eosinófilos y ensayos de diferenciación de células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-IL-5 Humano
Observaciones/Alias	EDF, TRF, IL-5, IL-5 Humano
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3567
GeneID	3567
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-134 del IL-5 humano (NP_000870.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otro (Se Predice Amplio Rango)
SWISS	P05113
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo