


Anticuerpo Monoclonal Anti-IL-6R/Cd126 Humano () Para Citometría De Flujo Intracelular - P08887

Número de artículo: CM0010560



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra IL-6R/CD126 humano (gp80, IL6RA). Para citometría de flujo intracelular. Validado en muestras humanas. Ideal para estudiar la señalización de IL-6 en la inflamación y la inmunidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-IL-6R/CD126 humano
Observaciones/Sinónimos	IL6Q; gp80; CD126; HIES5; IL-6R; IL6RA; IL6RQ; IL-1Ra; IL-6RA; IL6QTL; IL-6R-1
Especie	Humana
GeneID (humano)	3570
GeneID	3570
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-358 de IL-6R/CD126 humano (NP_000556.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P08887
Peso proteico	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo