


Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Ilt5/Cd85A Para Citometría De Flujo - O75022

Número de artículo: CM0009336



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano ILT5/CD85a validado para citometría de flujo (FC). Reconoce el ILT5/CD85a humano, un receptor inmunitario inhibidor en monocitos y células B. Ideal para inmunofenotipado y estudios funcionales en investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-Humano ILT5/CD85a
Observaciones/Alias	LILRB3; CD85A; HL9; ILT-5; ILT5; LILRA6; LIR-3; LIR3; PIR-B; PIRB; receptor similar a inmunoglobulina de leucocito B3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11025
GeneID	11025
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-418 del ILT5/CD85a humano (NP_006855.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O75022
Peso Proteico	69kDa/71kDa
Envío	Bolsa de hielo