


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Integrina B5/Itgb5 Humana () Para Citometría De Flujo - P18084

Número de artículo: CM0008235



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con se dirige a la integrina $\beta 5$ /ITGB5 humana, validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar la adhesión a la fibronectina, la señalización de integrinas y la función del receptor de adenovirus.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-integrina $\beta 5$ /ITGB5 humana
Observaciones/Alias	ITGB5; integrina beta-5
Especie	Humana
GeneID (Humano)	3693
GeneID	3693
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 24-490 de la integrina $\beta 5$ /ITGB5 humana (NP_002204.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P18084
Peso proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo