


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cadena Ligera Kappa Humana Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P01834

Número de artículo: CM0006768



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la región constante de la cadena ligera kappa humana, validado para WB, IHC-P, IF-P y ELISA. Ideal para investigación de inmunoglobulinas, estudios de células B y desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo contra Cadena Ligera Kappa Humana
Observaciones/Alias	Km; HCAK1; IGKCD; Cadena Ligera Kappa Humana
Especie	Humana
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-107 de la Cadena Ligera Kappa humana (P01834)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	P01834
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo