


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cadena Ligera Kappa Humana Para Wb, If-P, Fc, Elisa - P01834

Número de artículo: CM0006718



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la región constante de la cadena ligera de inmunoglobulina kappa humana. Validado para WB, IF-P, FC y ELISA. Adecuado para investigación de inmunidad humoral y desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-Cadena Ligera Kappa Humana
Observaciones/Alias	Km; HCAK1; IGKCD; Cadena Ligera Kappa Humana
Especie	Humana
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-107 de la Cadena Ligera Kappa humana (P01834)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	P01834
Peso Molecular de la Proteína	12kDa
Envío	Bolsa de hielo