


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cadena Ligera Lambda Humana () Para Citometría De Flujo - P0Cg04

Número de artículo: CM0012042



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la región constante 1 de la inmunoglobulina lambda humana, conjugado con . Validado para citometría de flujo, ideal para la investigación de células B y anticuerpos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-cadena ligera lambda humana
Especie	Humana
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-106 de la cadena ligera lambda humana.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P0CG04
Peso de la proteína	11 kDa
Envío	Bolsa de hielo