

Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Lamp2 () Para Citometría De Flujo - P13473

Número de artículo: CM0004629



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra LAMP2 humano, validado para citometría de flujo intracelular. Ideal para estudiar la biogénesis de los lisosomas, la autofagia y la presentación inmune. Reacciona con muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano LAMP2 mAb
Observaciones/Alias	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3920
GeneID	3920
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-375 de LAMP2 humano (NP_002285.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P13473
Peso Proteico	44kDa/45kDa
Envío	Bolsa de hielo