

Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Lamp2 Para Citometría De Flujo Intracelular - P13473

Número de artículo: CM0008422



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano LAMP2 (conjugado) está validado para citometría de flujo por inmunofluorescencia (FC). Dirigido a la glucoproteína lisosomal LAMP2 (CD107b), es ideal para estudios de autofagia, investigación lisosomal y presentación inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano LAMP2 mAb
Observaciones/Alias	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
Especie	Humano
GeneID	3920
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-375 de LAMP2 humana (NP_002285.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P13473
Peso Proteico	44kDa/45kDa
Envío	Bolsa de hielo