


Anticuerpo Monoclonal Anti-Lifr/Cd118 Humano Para Citometría De Flujo - P42702

Número de artículo: CM0012100



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra LIFR/CD118 humano, validado para citometría de flujo. LIFR es un receptor de transducción de señales para las citoquinas LIF, OSM, CNTF, CTF1 y CLCF1, involucrado en la vía JAK/STAT.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-LIFR/CD118 humano
Observaciones/Alias	SWS; SJS2; STWS; CD118; LIF-R
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3977
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P42702
Peso de la proteína	124 kDa
Envío	Bolsa de hielo