

Anticuerpo Monoclonal Anti-Lilra2/Cd85H Humano Para If/Icc, Fc - Q8N149

Número de artículo: CM0007984



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra LILRA2 humana (CD85h/ILT1/LIR7). Validado para inmunofluorescencia y citometría de flujo. Ideal para estudios de respuesta inmune innata que involucran neutrófilos y monocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-Humano LILRA2/CD85h mAb
Observaciones/Alias	ILT1; LIR7; CD85H; LIR-7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11027
GeneID	11027
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-449 de LILRA2/CD85h humana (NP_001124389.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8N149
Peso Proteico	53kDa/51kDa/48kDa/47kDa
Envío	Bolsa de hielo