

Anticuerpo Monoclonal Anti-Lilrb4/Cd85K/Ilt3 Humano Para Citometría De Flujo - Q8Nhj6

Número de artículo: CM0010663



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra LILRB4/CD85k/ILT3 humano para aplicaciones de citometría de flujo. Detecta el receptor inmunitario inhibidor en monocitos, células dendríticas y linfocitos B. Adecuado para investigación en inmunología y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-LILRB4/CD85k/ILT3 humano mAb
Observaciones/Alias	B4; ILT3; LIR5; CD85K; ILT-3; LIR-5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11006
GeneID	11006
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-259 de LILRB4/CD85k/ILT3 humano (NP_001265355.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8NHJ6
Peso de la proteína	49kDa
Envío	Bolsa de hielo