

Anticuerpo Monoclonal Anti-Mica/Micb Humano Para Citometría De Flujo - Q29983 / Q29980

Número de artículo: CM0011485



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra MICA y MICB humanos, validado para citometría de flujo. Detecta ligandos de NKG2D en células estresadas, adecuado para el monitoreo inmunitario y la investigación en inmunología tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-MICA/MICB humano
Observaciones/Alias	MIC-A; PERB11.1; PERB11.2; MICB
Especie	Humana
GeneID (humano)	100507436/4277
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-298 de MICB humano (NP_005922.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q29983/Q29980
Peso de la proteína	4kDa/31kDa/37kDa/43kDa
Envío	Bolsa de hielo