


Anticuerpo Monoclonal Anti-Mmp9 Humano Para Citometría De Flujo Intracelular - P14780

Número de artículo: CM0012420



Introducción

Anticuerpo monoclonal monoclonal conjugado de conejo anti-MMP9 humano validado para citometría de flujo intracelular. Dirigido a la metaloproteinasa de matriz 9 (gelatinasa B), es adecuado para estudios de remodelación de la matriz extracelular y migración de leucocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-MMP9 humano
Observaciones/Alias	MMP9; CLG4B; GELB; MANDP2; MMP-9; matrix metallopeptidase 9
Especie	Humano
ID genético	4318
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-707 de la MMP9 humana (NP_004985.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF (intracelular)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P14780
Peso proteico	78kDa
Envío	Bolsa de hielo