


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mmp9 Humano Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P14780

Número de artículo: CM0011620



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra la metaloproteínasa de matriz humana 9 (MMP9). Validado para citometría de flujo intracelular, detecta la MMP9, implicada en la degradación de la matriz extracelular y la migración de leucocitos. Reacciona con muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-MMP9 humana
Observaciones/alias	MMP9; CLG4B; GELB; MANDP2; MMP-9; metaloproteínasa de matriz 9
Especie	Humana
GeneID (humano)	4318
GeneID	4318
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-707 de la MMP9 humana (NP_004985.2).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P14780
Peso proteico	78 kDa
Envío	Bolsa de hielo