

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Nectina-4 Humana () Para Citometría De Flujo - Q96Ny8

Número de artículo: CM0010368



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Nectina-4 humana, conjugado con . Validado para citometría de flujo (FC). Adecuado para estudiar adhesión celular, entrada del virus del sarampión e investigación del carcinoma de mama.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto           | mAb de conejo anti-Nectina-4 humana                                                                                                      |
| Observaciones/Alias           | LNIR; PRR4; EDSS1; PVRL4; nectina-4                                                                                                      |
| Especie                       | Humana                                                                                                                                   |
| ID del Gen (Humano)           | 81607                                                                                                                                    |
| ID del Gen                    | 81607                                                                                                                                    |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-146 de la Nectina-4 humana (NP_112178.2) |
| Fuente                        | Conejo                                                                                                                                   |
| Categoría                     | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                 |
| Aplicación                    | FC                                                                                                                                       |
| Reactividad Cruzada           | Humana                                                                                                                                   |
| SWISS                         | Q96NY8                                                                                                                                   |
| Peso Molecular de la Proteína | 24kDa/55kDa                                                                                                                              |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                           |