

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Neurogranina Humana (Nrgn) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92686

Número de artículo: CM0007498

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la Neurogranina humana (NRGN) para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación del desarrollo sináptico y la enfermedad de Alzheimer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Neurogranina (NRGN) mAb de Conejo
Observaciones/Alias	RC3; hng; Neurogranina (NRGN)
Especie	Humana
GeneID (Humano)	4900
GeneID	4900
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2-78 de la Neurogranina humana (NRGN) (NP_001119653.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q92686
Peso Proteico	8kDa
Envío	Bolsa de hielo