


Anticuerpo Policlonal Anti-Parkin Humano Para Wb, If, Ihc, Elisa - O60260

Número de artículo: CM0018324



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra Parkin humano, adecuado para WB, IF, IHC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar el papel de Parkin en la mitofagia, la enfermedad de Parkinson y las vías de ubiquitinación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Parkin humano
Observaciones/alias	PDJ; AR-JP; LPRS2; PARK2; Parkin
Especie	Humano
GeneID (humano)	5071
GeneID	5071
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 81-280 de Parkin humano (NP_004553.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O60260
Peso de la proteína	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo