


Anticuerpo Policlonal Anti-Parkin Humano Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60260

Número de artículo: CM0013191



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Parkin humana (PRKN/PARK2), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación de la enfermedad de Parkinson, mitofagia y control de calidad mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-Parkin humana
Observaciones/Alias	PDJ; AR-JP; LPRS2; PARK2; Parkin
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5071
GeneID	5071
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-387 de la Parkin humana (NP_004553.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60260
Peso de la proteína	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo