

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Pd-L1/Cd274 Para Citometría De Flujo - Q9Nzq7

Número de artículo: CM0005686



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra PD-L1/CD274 humano, validado para citometría de flujo. Ideal para inmunología tumoral, estudios de puntos de control inmunitarios y diagnósticos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Rabbit anti-Human PD-L1/CD274 mAb                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1                                                                                |
| Especie             | Humano                                                                                                                            |
| GeneID (Humano)     | 29126                                                                                                                             |
| GeneID              | 29126                                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-290 de PD-L1/CD274 humano (Q9NZQ7) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                          |
| Aplicación          | FC                                                                                                                                |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                                                            |
| SWISS               | Q9NZQ7                                                                                                                            |
| Peso de la proteína | 33kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |