

Anticuerpo Monoclonal Anti-Pd-L1/Cd274 Humano Para Citometría De Flujo - Q9Nzq7

Número de artículo: CM0009024



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PD-L1/CD274 humano, adecuado para citometría de flujo. Reconoce el ligando 1 de muerte programada de 33 kDa, una proteína clave del punto de control inmunitario (UniProt Q9NZQ7). Ideal para investigación en inmuno-oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal anti-PD-L1/CD274 humano
Observaciones/Alias	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Especie	Humana
GeneID (humano)	29126
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-290 de PD-L1/CD274 humano (Q9NZQ7)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9NZQ7
Peso de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo