


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pla2G7/Paf-Ah/Lp-Pla2 Humano Para Wb Y Elisa - Q13093

Número de artículo: CM0023866



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2 humano validado para WB y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Útil para el estudio del metabolismo inflamatorio de fosfolípidos y la investigación de enfermedades cardiovasculares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2 humano
Notas/Alias	PLA2G7; LDL-PLA2; LP-PLA2; PAFAD; PAFAH; fosfolipasa A2 grupo VII; Human PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2
Especie	Humano
GeneID (humano)	7941
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-441 de PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2 humano (NP_005075.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13093
Peso de la proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo