

Anticuerpo Monoclonal Anti-Podoplanina Humana () Para Citometría De Flujo - Q86YI7

Número de artículo: CM0009228



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la podoplanina humana (PDPN), conjugado con , para citometría de flujo. Reacciona con la podoplanina humana; se dirige a los residuos 21-123 del dominio extracelular. Adecuado para investigación de migración celular, adhesión y EMT.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-Podoplanina Humana
Observaciones/Alias	PDPN; AGGRUS; GP36; GP40; Gp38; HT1A-1; OTS8; PA2.26; T1A; T1A-2; T1A2; T11A; podoplanina
Especie	Humana
GeneID (humano)	10630
GeneID	10630
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-123 de la Podoplanina Humana (NM_006474.5)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	Q86YL7
Peso Molecular de la Proteína	12kDa/16kDa/18kDa/24kDa
Envío	Bolsa de hielo