

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Procolágeno I Alfa Humano (Col1A1) Para Wb, If-P, Ihc-P - P02452

Número de artículo: CM0020355



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fiable contra el procolágeno I alfa humano (COL1A1), adecuado para WB, IF-P e IHC-P. Diseñado para el estudio del colágeno tipo I en la matriz extracelular, el hueso y la biología del tejido conectivo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra procolágeno I alfa humano
Notas/Alias	COL1A1; EDSC; OI1; OI2; OI3; OI4; cadena alfa-1(I) del colágeno; Procolágeno I alfa humano
Especie	Humano
ID del gen	1277
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante correspondiente a los aminoácidos 26-161 del colágeno I/COL1A1 humano (NP_000079.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P02452
Peso de la proteína	138kDa
Envío	Bolsa de hielo