


Anticuerpo Monoclonal Abflo 488 Anti-Rankl/Cd254 Humano Para Citometría De Flujo (Intracelular) - O14788

Número de artículo: CM0009276



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con ABflo 488 dirigido contra RANKL/CD254 humano (UniProt: O14788). Validado para citometría de flujo intracelular. Ideal para la investigación de la osteoclastogénesis, la reabsorción ósea y la intercomunicación entre células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-RANKL/CD254 humano
Observaciones/Alias	ODF; OPGL; sOdf; CD254; OPTB2; RANKL; TNLG6B; TRANCE; hRANKL2
Especie	Humano
GeneID	8600
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 136-317 de RANKL/CD254 humano (NP_003692.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	Citometría de flujo (intracelular)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O14788
Peso de la proteína	27kDa/30kDa/35kDa
Envío	Bolsa de hielo