


Anticuerpo Monoclonal Anti-Ror1 Humano () Para Fc - Q01973

Número de artículo: CM0011423



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con , dirigido contra la proteína ROR1 humana (104 kDa). Validado para citometría de flujo, adecuado para investigaciones en oncología y neurobiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ROR1 humano
Observaciones/alias	NTRKR1; dj537F10.1
Especie	Humana
GeneID (humano)	4919
GeneID	4919
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-403 de ROR1 humano (NP_005003.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q01973
Peso de la proteína	104 kDa
Envío	Bolsa de hielo