

Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Siglec9 Para Citometría De Flujo - Q9Y336

Número de artículo: CM0010993

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano SIGLEC9 (CD329) conjugado con , optimizado para citometría de flujo. Detecta SIGLEC9 humano, una lectina de unión al ácido siálico con funciones en la adhesión celular y la regulación inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-Humano SIGLEC9 mAb
Observaciones/Alias	CD329; CDw329; FOAP-9; siglec-9; OBBP-LIKE
Especie	Humano
GeneID	27180
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-348 del SIGLEC9 humano (NP_055256.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y336
Peso Proteico	50kDa, 52kDa
Envío	Bolsa de hielo