

Anticuerpo Monoclonal Anti-Siglec9 Humano Para Citometría De Flujo - Q9Y336

Número de artículo: CM0007963

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra SIGLEC9 humano (CD329) para citometría de flujo. Validado para reactividad en humanos; detecta la lectina de unión a ácido siálico implicada en la adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Rabbit anti-Human SIGLEC9 mAb
Observaciones/Alias	CD329; CDw329; FOAP-9; siglec-9; OBBP-LIKE
Especie	Humano
ID genético	27180
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-348 de SIGLEC9 humano (NP_055256.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	Citometría de flujo (CF)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9Y336
Peso proteico	50kDa, 52kDa
Envío	Bolsa de hielo