

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Humano Syt12 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Iv01

Número de artículo: CM0019390

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-Humano SYT12 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta SYT12 humano (47 kDa), reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudios de transmisión sináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SYT12 Conejo pAb
Observaciones/Alias	SYT11; sytXII; SYT12
Especie	Humano
GenelD	91683
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 95-200 del SYT12 humano (NP_001171351.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q8IV01
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo