

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tiorredoxina Reductasa 1/Trxr1 Humana Para Wb, Elisa - Q16881

Número de artículo: CM0005159



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante contra TXNRD1 humano (Tiorredoxina reductasa 1). Validado para Western blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en biología redox, cáncer y señalización de estrógenos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Tiorredoxina Reductasa 1/TRXR1 Humana mAb de Conejo
Observaciones/Alias	TR; TR1; TXNR; TRXR1; GRIM-12; Tiorredoxina reductasa 1 (TXNRD1)
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7296
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-649 de la tiorredoxina reductasa 1 humana (TXNRD1) (Q16881).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16881
Peso Proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo