

Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Tim-3/Havcr2 Para Fc - Q8Tdq0

Número de artículo: CM0007853



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra TIM-3/HAVCR2 humano, validado para citometría de flujo. Adecuado para investigación en inmunología, dirigido al receptor de mucina de inmunoglobulina de células T 3 (CD366) involucrado en la regulación inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-humano TIM-3/HAVCR2
Observaciones/Alias	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
Especies	Humano
GeneID (Humano)	84868
GeneID	84868
Immunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-200 de TIM-3/HAVCR2 humano (NP_116171.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8TDQ0
Peso proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo