


Anticuerpo Policlonal Anti-Tnfrsf11A Humano Para Wb, Elisa - Q9Y6Q6

Número de artículo: CM0023000



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra TNFRSF11A (RANK) humano para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para aplicaciones de osteoclastogénesis e investigación ósea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-TNFRSF11A humano
Observaciones/Alias	FEO; OFE; ODFR; OST5; PDB2; RANK; CD265; OPTB7; TRANCER; LOH18CR1; TRANCE-R; TNFRSF11A humano
Especie	Humano
ID de gen (humano)	8792
ID de gen	8792
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-212 de TNFRSF11A humano (NP_003830.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9Y6Q6
Peso de la proteína	66 kDa
Envío	Bolsa de hielo