

Anticuerpo Monoclonal Anti-Trem1 Humano (Cd354) Para Citometría De Flujo - Q9Np99

Número de artículo: CM0009020



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra TREM1 humano (CD354), un receptor mielóide que amplifica las respuestas inflamatorias. Diseñado para citometría de flujo. Adecuado para investigación en inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-TREM1 humano
Observaciones/Alias	CD354; TREM-1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	54210
ID del gen	54210
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-200 de TREM1 humano (NP_061113.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9NP99
Peso proteico	18kDa/26kDa
Envío	Bolsa de hielo