

Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Trka () Para Citometría De Flujo - P04629

Número de artículo: CM0008589



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano TrkA conjugado con , validado para citometría de flujo en muestras humanas. Se dirige al receptor de alta afinidad del factor de crecimiento nervioso, ideal para investigaciones en neurobiología y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Conejo anti-Humano TrkA mAb
Observaciones/Alias	NTRK1; MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; receptor tirosina quinasa neurotrófico 1
Especie	Humano
GeneID	4914
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 33-407 del TrkA humano (NP_002520.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P04629
Peso Proteico	77kDa/83kDa/86kDa/87kDa
Envío	Bolsa de hielo